



MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO



Afias & iChroma II

Soluciones **Monlab** para el
diagnóstico fiable de **COVID-19**



BIO TECHNOLOGY boditech Covid-19 test

Analizadores automatizados de sobremesa por inmunofluorescencia



3 Simples pasos

Paso



Recoja la sangre capilar con la C-tip

Paso





Coloque la C-tip en el cartucho.

Paso



Presione START para ejecutar la prueba



AfiAS COVID 19 Ab test resultados

COVID 19 Ab IgM* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**
COVID 19 Ab IgG* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**

*El resultado del test es negativo si COI es <0,9, indeterminado si COI está entre 0,9-1,1 y positivo si COI está entre > 1,1-200

COI = Cut off index

iChroma II

Dispositivo de diagnóstico in vitro semiautomático




iChroma II COVID 19 Ab test resultados

COVID 19 Ab IgM* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**
 COVID 19 Ab IgG* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**

*El resultado del test es negativo si COI es <0.9, indeterminado si COI está entre 0.9-1.1 y positivo si COI está entre > 1.1-200

COI = Cut off index



Covid-19 diagnostics product

Nombre Producto	Disponible otoño 2020		Ya disponible	
	AFIAS	iChroma	AFIAS	iChroma
	COVID-19		COVID-19 Ab	
Tipo ensayo	TRFLFA*, Antígeno		TRFLFA*, IgM/IgG	
Muestra	Hisopo nasofaríngeo		Sangre suero plasma	
Preparación muestra	Tubo de extracción		Sangre total sangre capilar (C-tip)	
Diana	Antígeno		Anticuerpos IgM/IgG	
Tiempo	10 minutos			
Sistema	AFIAS-1/6 (Automático)	iChroma II (Manual)	AFIAS-1/6 (Automático)	iChroma II (Manual)
Presentación	24 kit/box	25 kit/box	24 kit/box	25 kit/box

*TRFLFA; Time resolved fluorescence lateral flow immunoassay

Tests disponibles



Infecciosos

i-Chroma	Afias
CRP	CRP
PROCALCITONIN	PROCALCITONIN
ROTA/ADENO	ROTA/ADENO
ROTA	ROTA
NORO	NORO
CALPROTECTIN	
INFLUENZA A+B	
H.PYLORI SA	
COVID 19	COVID 19



Hormonas

i-Chroma	Afias
TSH	TSH
T3	T3
T4	T4
FSH	FSH
hCG y B-hCG	Total B-hCG
LH	LH
PROLACTIN	PROLACTIN
CORTISOL	CORTISOL
TESTOSTERONE	TESTOSTERONE
PROGESTERONE	
	AMH



Cardíaco

i-Chroma	Afias
Tn I	Tn I
Tn I Plus	Tn I Plus
CK-MB	CK-MB
D-DIMER	D-DIMER
NT-proBNP	NT-proBNP
MYOGLOBIN	MYOGLOBIN
hs-CRP	
Tn I/CK-MB/Myo	



Artritis reumatoide

i-Chroma
RF IgM



Cáncer

i-Chroma	Afias
PSA	PSA
AFP	AFP
CEA	CEA
IFOB	
IFOB/CALPROTECTIN COMBO	



Diabetes

i-Chroma	Afias
HbA1c	HbA1c
MICROALBUMIN	MICROALBUMIN
CYSTATIN C	



Otros

i-Chroma	Afias
FERRITIN	FERRITIN
VITAMIN D	